

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL												FECHA DE PUBLICACION				
PUBLICACION												sep-22				
Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2022												Importador		Domicilio del Importador		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	19933276	TETRAMIX®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUISICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0,5ml. CON AGUA AZÚCARADA.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PRELENADA QUE CONTIENE 0,5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CALENTI BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. ROENSART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA	1. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S.	1 Y 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
3	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM1197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F, + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTÓN POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELENADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
4	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2021MB-0015657-R1	10/07/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERLY LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PRELENADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD04	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP. 2. PATHCON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. PENNSYLVANIA - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA POR 0,5 mL UNIDOSIS.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	36 MESES	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
6	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTFA	INVIMA 2021MB-13946-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + TOXOIDE PERTUISIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSIÓN INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS TERUM®B E INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AJ52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	1. RKENSART - BELGICA 2. MARBURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
7	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016M-0011293-R1	01/04/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 19MM) SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	34332	VERORAB®	INVIMA 2016M-011546-R3	13/07/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABES PAVIRIS 1603-38) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIONOLACTONA + 2,5 uM POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 6) JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07BG01	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI WINTHROP INDUSTRIE DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016M-0017504	03/01/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK. 1.360 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PRELENADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y FI) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
10	20019145	VAGTA® 30 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MS DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1,0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

11	47855	STAMARLB	INVIMA 2017M-00094-R2	30/05/2022 EN TRAMITE DE RENOVACION	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRUPO CLOSURELIT Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REULE - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	20093269	GARDASIL9 VACUNA RECOMBINANTE NOVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPLOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022 EN TRAMITE DE RENOVACION	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 46: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADA(S) CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO. CAJA X 1 O 10 VAL, CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE LA LUZ. ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
13	20018959	MENVEOB	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022 EN TRAMITE DE RENOVACION	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33.3 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.5 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 6.6 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWVY. CAJA + 5 FRASCOS VALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWVY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANTE ES ESTABLE QUÍMICA Y FÍSICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 20°C.	36 MESES	J07A08	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICELLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
14	19605376	INFANRIX HEXA (DPTa -HEPB -IPV -HB).	INVIMA 2017M-14204-R2	28/07/2022 EN TRAMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO-TOXOIDE TETANICO-ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS, TOXOIDE PERTUSICO (P) HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO Y TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO. CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHB+IPV) + 2 AGUIJAS HIPODERMICAS	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, DE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RENDSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
15	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	5/01/2023	CEPA DE TIPO A (VICTORIA/2570/2019 (HN1) PD09 (AVICTORIA/2579/2019, MR-215+CEPA DE TIPO AHONG KONG/2671/2019 (HN2) (AHONG KONG/2671/2019, NB-121)+CEPA DE TIPO B (WASHINGTON/022019 (BWASHINGTON/022019, TIPO SALVAJE)+CEPA DE TIPO B (PHUKJET/3073/2013 (BPHUKJET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELLENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC TAPA DE PLASTICO RIGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VASTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0.5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON 0 SIN AGUIJAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
16	60052	RECOMBAX B SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2017M-00390-R2	18/01/2023	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR LTD.	LG CHEM LTD	JEOLLABUK-DO - REPUBLICA DE COREA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
17	20018952	ZOSTAVAX®	INVIMA 2018M-0012565-R1	20/02/2023	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VALES DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #1816 DE BROMOBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE. MÁS 1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUENTE (AGUA PARA INYECCIÓN) CON UN INSERTO.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. JURILANT HOLLISTERSTIER LLC 2. PATHCON MANUFACTURING SERVICES LLC. 3. LIMS PHARMACEUTICALS INC 4. MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. WASHINGTON - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
18	19972534	ROTATEQB VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	8/01/2024	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 + 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 + 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 + 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA PARA 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8 °C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	24 MESES	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
19	40062	VA- MENCOC - BCB	INVIMA 2019M-011972-R3	26/03/2024	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	VALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0.5mL), ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS, ESTUCHES MÚLTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS EN ENVASADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS, ESTUCHES MÚLTIPLES CON GRADILLA CONTENIENDO 10 BULBOS DE 1, 10 O 20 DOSIS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07A03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	ENVIGADO - COLOMBIA

20	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	9/09/2024	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPÓN DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTÍGRADOS	36 MESES	J07BC01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPÓN, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	22/11/2024	VIRUS DE SARAMPÓN NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 VIALES POR 1 DOSIS/VIAL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07BD52	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	20147296	VANGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	19/06/2025	CEPA A/VICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDM09 CEPA ANALOGA (A/VICTORIA/2570/2019 I/RV-215) + CEPA AHONG KONG/2671/2019 (H3N2) CEPA ANALOGA (A/HONG KONG + CEPA B/WASHINGTON/02/2019 CEPA ANALOGA (B/WASHINGTON/02/2019 TIPO SALVAJE (LINAJE VICTORIA) + CEPA B /PHUKET/3073/2013 CEPA ANALOGA (B/PHUKET/3073/2013 TIPO SALVAJE (LINAJE YAMAGATA)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACIÓN (2°C- 8°C). NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR	SANOPI PASTEUR	MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
23	19981555	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2020M-0007488-R1	1/07/2025	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I ACOLORADO DE 8ML. CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE 1.25 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	48 MESES	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
24	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-000856-R1	10/07/2025	POLISACÁRIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 38F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 mL (UNIDOSOS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07A101	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
25	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	3/09/2025	HEMAGLUTININA DE LA CEPA A/VICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDM09HEMAGLUTININA DE LA CEPA AHONG KONG/2671/2019 (H3N2)HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/WASHINGTON/02/2019 (B/VICTORIA LINAJE)HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/PHUKET/3073/2013 (B/YAMAGATA LINAJE)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS ÚNICA CON AGUIJA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS S.V.	OLST - PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	Cta. 1 No. 46 - 84, Cali - Valle
26	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	5/09/2025	TOXOIDE TETÁNICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	PUNE - INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. CAJICA CUNDINAMARCA	BOGOTÁ - COLOMBIA
27	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009807-R3	20/08/2025	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	27/08/2025	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MÁS UNA AGUIJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MÁS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO. CAJA POR 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07A102	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART - BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SINGAPORE INSTALACIÓN SA04 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	216963	TWINRIX® SUSPENSIÓN INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	28/08/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA H1N75) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB5) OBTENIDO POR TECNOLOGÍA DEL DEL ADN R	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUIJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. KG)	1. RIXENSART - BELGICA 2. DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	20071968	FLIQUADRI® VACUNA ANTINFUENZAL 0.5 ML	INVIMA 2020MBT-007238 R2	28/08/2025	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/VICTORIA/2570/2019 I/RV-215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO AHONG KONG/2671/2019 I/RV-208 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/PHUKET/3073/2013+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON/02/2019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0.5ML CON ADAPTADOR LUER-LOCK, ÉMBULO VIOLETA, TAPÓN GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX Y CAPUCHÓN SIN LÁTEX.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIR ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2° A 8°C)	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	19983099	M-M-RB II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	2/09/2025	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPÓN DERIVADA DE LA CEPA EDMONDSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERVI LYNW B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°- 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIR ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2° A 8°C)	24 MESES	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

32	19980384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	2/09/2025	TOXOIDE PERTUSSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTINA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.5mL. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTIL Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
33	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-0008714-R1	10/09/2025	PROTEINA LI VPH TIPO 6 + PROTEINA LI VPH TIPO 11 + PROTEINA LI VPH TIPO 16 + PROTEINA LI VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.5mL DE SUSPENSION. JERINGA/VIDRIO TIPO I. BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 58 ' CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0.5mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVESE EN REFRIGERACION ENTRE 2° C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25° C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSILVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
34	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	25/09/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1, 10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
35	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	20/11/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO. MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPAL ACTIVO)	1. RWENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
36	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	20/11/2025	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PLASTICA RIGIDA (PRTC), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	19990911	VAMRIX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	31/12/2025	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ⁶ 3.3 UFF	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 mL DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR. CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HULE BROMOBUTILO, CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON 0.5mL DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2° C Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BD54	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM SA (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE SUJ. ACTIVA) 4. DELPHARM TOURS-CHAMBRAY LES TOURS(DILUENTE) 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. RWENSART - BELGICA 2. BRUSSELES - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	230249	INFANRIX® IPV+HB (DTPA-IPV+HB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	7/01/2026	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSSICO DE BORDETELLA PERTUSSIS. (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLYRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRPb) CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MAS UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HB, MAS 2 AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
39	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	28/03/2026	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLYRIBOSILRIBITOL) CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0.5mL CON AGUA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA 0.5mL SIN AGUA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE. EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCEL MEREUX - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
40	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	29/03/2026	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA R68A414). NO MENOS DE 10 ⁷ X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO I X 1.5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X 1.5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS) CADA TUBO CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS) CADA TUBO	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	PARC DE LA NOIRE EPINE-RUE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

41	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 20211M-0020327	20/08/2026	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBsAg PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 5 ML. (LA CONCENTRACION ES DE 10 MCG EN 0.5 ML.).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07B01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
42	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2021MB-0008371-R1	27/09/2026	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE BROMOBUTILO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MÁXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MÁXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIXA CORPORATION DBA GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	227593	PRODR VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2022MB-012126-R2	8/04/2027	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRAKOTIDIS (CEPA RIT 486) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRUBEOCLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UN SELLO DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ml DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8 °C.	24 MESES	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RIXENSART - BELGICA 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSSELS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	24/05/2027	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5ml	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
45	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2022MB-0014777-R1	14/07/2027	IMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PRELLENADA POR 1ml	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C NO CONGELAR.	24 MESES	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA	1. CALI - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
46	20072153	HEXAXIMB	INVIMA 2022MB-0015095-R1	17/07/2027	TOXOIDE DE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS, TOXOIDE PERTUSSIS+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS, HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-J)+VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKNETT)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
47	19939796	AVAXIMB 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0003240-R2	28/07/2027	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0.5ml CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	34354	ENGEROX®-B 20 SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 100 VIALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25ml CON CCT, TAPON DE CAUCHO FIRM7 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25ml CON LLA TAPA PLÁSTICA RIGIDA, TAPON DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	36 MESES	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. ROENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20114308	TRUMENB®	INVIMA 2019M-0019054	20/06/2024	MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUJA. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUJA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH09	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENA - AUSTRIA.	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	6/09/2025	TOXOIDE DE DIFTERIA (≈ 30 U)-TOXOIDE DE TETANO (≈ 60 U)-BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (≈ 4 U)-ANTIGENO HEPATITIS B- RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNDO COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MCG DE TOXOIDE TETANO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MG/ML DE ALUMINIO) ≈ 1,25 MG+TOXOMEROSAL 0,01% W/W+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0,5 ML. + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	ANTIOQUIA - COLOMBIA

4	20094756	DENGVAJIA®	INVIMA 2020M-0019753	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 3, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPÓN DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE DE 0,5 ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUJA QUE CONTIENE UN TAPÓN EMBOLLO Y UN CARPÓN. MÁS 20 AGUJAS SEPARADAS. CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPÓN DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 1 JERINGA DE DISOLVENTE DE 0,5 ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUJA QUE CONTIENE UN TAPÓN EMBOLLO Y UN CARPÓN. MÁS DOS AGUJAS SEPARADAS. CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPÓN DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS). MÁS 3 JERINGAS DE DISOLVENTE PRELLENADAS DE 0,5 ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 28 Y CALIBRE 25 Y TAPÓN EMBOLLO CON PROTECTOR DE AGUJA. CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPÓN DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE PRELLENADAS DE 0,5 ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 28 Y CALIBRE 25 Y TAPÓN EMBOLLO CON	POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0,4% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07BX01	SANOFI PASTEUR S.A	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOLE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	20121851	DENGVAJIA®	INVIMA 2020M-0019754	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 3 Y VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 4 ML CON TAPÓN DE GOMA DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF MARRÓN MEDIO QUE CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (5 DOSIS), MÁS 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPÓN DE GOMA (CLOROBUTILO O BROMOBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF GRIS OSCURO QUE CONTIENE DISOLVENTE (5 DOSIS - 2,5 ML).	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0,9% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07BX01	SANOFI PASTEUR S.A	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOLE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA

*** Novedades de la publicación del mes de Agosto de 2022**

1. Se actualiza la información de la vacuna PROQUAD®, con expediente 20068498 por renovación del registro sanitario INVIMA 2021MB-0015967-R1 otorgado mediante Resolución No. 2021058127 del 23 de Diciembre de 2021
2. Se actualiza la información de la vacuna BOOSTRIX® (VACUNA ADSCRIBIDA DTPA), con expediente 19294529 por renovación del registro sanitario INVIMA 2021MB-13346-PC otorgado mediante Resolución No. 2021058130 del 23 de Diciembre de 2021