

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL													FECHA DE PUBLICACION		
PUBLICACION													may-23		
Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Mayo de 2023															
Función Reguladora	Registros Sanitarios	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGADIZA DE CARTON POR 1.5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
PROQUAD®	INVIMA 2021MB-0015957-R1	10/07/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON 8 + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PREENLADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP. 2. PATHENON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. PENNSYLVANIA - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA	
TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI-PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2021MB-13946-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO + TOXOIDE PERTUISIS ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS TERUMO® E INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AJ52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. MARBURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
MENACTRA®	INVIMA 2016M-0011293-R1	01/04/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSULCATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
VERORAB®	INVIMA 2016M-011546-R3	13/07/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW138 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2,5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (1) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07BP01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI-PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016M-0017504	03/01/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK. 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y P) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA	
VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA	
STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	30/05/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO + TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07BL01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	

10	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-00117725	22/06/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (5) PRELLENADAS CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO, CAJA X 1 O 10 VIAL (ES) CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
11	20018559	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33.3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 6.3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN C WY. CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN C WY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO. NO OBTANTE ES ESTABLE QUÍMICA Y FÍSICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 2°C.	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - HB)	INVIMA 2017M-14204-R2	28/07/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) 1+ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG) CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO +TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HIB) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPA+VH+IPV) + 2 AGUIJAS HIPODERMICAS	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
13	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	5/01/2023 EN TRÁMITE DE RENOVACION	CEPA DE TIPO A/VICTORIA/2570/2019 (H1N1) PDMD9 (A/VICTORIA/2579/2019, I/RV-215+CEPA ADARWIN/9/2021 (H3N2) - CEPA ANALOGA (ADARWIN/9/2021, I/RV-228)+CEPA (A/AUSTRIA/13594/17/2021 (H1N1) (A/VICTORIA) - CEPA ANALOGA (A/AUSTRIA/13594/17/2021, BVR-26)+CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELLENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLÁSTICO RIGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VASTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0.5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUIJAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
14	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2017M-003900-R2	18/01/2023 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07BC01	VAKCINY S.A.S.	LG CHEM LTD	JEOULLABUK-DO - REPÚBLICA DE COREA	VAKCINY S.A.S.	CHOACHÍ - COLOMBIA
15	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	8/01/2024	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8 °C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	24 MESES	J07BH02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
16	40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	26/03/2024	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	VIALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0.5mL), ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS, ESTUCHES MULTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS ENVASADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	ENVIGADO - COLOMBIA
17	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (ADN)	INVIMA 2019M-0019156	9/09/2024	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07BC01	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA

18	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION, RUBEOLO Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	22/11/2024	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLO NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 VIALES POR 1 DOSIS/VIAL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07BD52	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	BOGOTÁ - COLOMBIA
19	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	19/06/2025	CEPA A/VICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDMS9 CEPA ANALOGA (A/VICTORIA/2570/2019 IVR-215) + CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (LINAJE B/VICTORIA) - CEPA ANALOGA (B/MICHIGAN/01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA A/DARWIN/9/2021 (H3N2) - CEPA ANALOGA (A/DARWIN/9/2021, IVR-228) + CEPA B/PHUKET/3073/2013 (LINAJE B/YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACION (2°C- 8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR	SANOPI PASTEUR	MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2020M-0007488-R1	1/07/2025	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, INCOLORO DE 3ML. CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE 1.25 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	48 MESES	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	10/07/2025	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 mL (UNIDOS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	3/08/2025	HEMAGLUTININA DE LA CEPA A/DARWIN/9/2021 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA A/VICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDMS9 +HEMAGLUTININA DE LA CEPA B /PHUKET/3073/2013 (B/YAMAGATA LINEAGE)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (B/VICTORIA LINEAGE)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS UNICA CON AGUJA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	CALI - COLOMBIA
23	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	5/08/2025	TOXOIDE TETANICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	PUNE - INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. CAJICA CUNDINAMARCA	1 BOGOTÁ - COLOMBIA
24	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	20/08/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
25	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	27/08/2025	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 15 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.4)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA POR 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SINGAPORE 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BECHAM PHARMA INSTALACION SA04 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
26	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	28/08/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB5) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. KG)	1. RIXENSART - BELGICA 2. DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
27	20071968	FLUJUADRIS® VACUNA ANTINFLUENZA 0.5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	28/08/2025	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/HONG KONG/2671/2019, IVR-209 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/VICTORIA/2570/2019, IVR-215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/PHUKET/3073/2013 (WILD TYPE VIRUS)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON/02/2019 (WILD TYPE VIRUS)	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I POR 0.5mL, CON ADAPTADOR LUER-LOCK, EMBUDO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LATEX Y CAPUCHON SIN LATEX.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

28	19983099	MM-R0® II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	2/09/2025	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN 6 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°A 8°C)	24 MESES	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	2/09/2025	TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.6ML VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°Y 8°C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16 -18	INVIMA 2020M-0006714-R1	10/09/2025	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PREENLADAS CON 0.5ML DE SUSPENSION. JERINGAVIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+AGUA DE 25 G X 58° CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0,5ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVESE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C.NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 29°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSILVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	25/09/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIKADO - COLOMBIA
32	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	12/11/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PREENLADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PREENLADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART-BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
33	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	12/11/2025	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PLASTICA RIGIDA (PRIC), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
34	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	31/12/2025	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ⁴ 3,3 UFP	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0,5 ml. DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR. CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HULE BROMOBUTILO, CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON 0.5ml DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BD54	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUYENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE SUSTACTIVA) 4. DELPHARM TOURS- CHAMBRAY LES TOURS(DILUYENTE) 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RIXENSART- BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	7/01/2026	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETI)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MAS UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I COT O LLA CON COMPONENTE HIB, MAS 2 AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

36	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	28/03/2026	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRRIBOSIL RIBITOL)-CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 10-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PREENLLENADA DE 0.5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PREENLLENADA 0.5mL SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2° Y 8° C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCEL MERIEUX - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	19991662	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2021MB-0006413-R1	29/03/2026	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA RIX4414) NO MENOS DE 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO)	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	PARC DE LA NOIRE EPINE-RUE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	20/08/2026	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 5 mL (LA CONCENTRACIÓN ES DE 10 MCG EN 0,5 mL).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
39	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	8/04/2027	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARMAPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTPAROTIDITIS (CEPA RT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 ° C Y 8 ° C.	24 MESES	J07BD52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES UNIDOS 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RIXENSART- BELGICA 2. ABANO TERMIE, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
40	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	24/05/2027	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLLENADA POR 0,5mL	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8° C	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2022MB-0014777-R1	14/07/2027	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLLENADA POR 1mL	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	24 MESES	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA	1. CALI- COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
42	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2022MB-0015095-R1	17/07/2027	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRP-T) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLLENADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0003240-R2	28/07/2027	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLLENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0,5mL CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	19933276	TETRIXIM®	INVIMA 2023MB-0002333-R2	28/03/2028	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0, 5mL CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLLENADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL Y DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

45	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2023MB-0015084-R1	25/04/2028	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-136* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXIDE TETÁNICO 44 MCG	1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PRELLENADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS. BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA	1. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S.	1 Y 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
----	----------	-----------	--------------------------	------------	---	--	---	---------------	--	----------	---------	---------------	--	--	--	--------------------------

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA UTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	34354	ENGERIX®-B 20 SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 100 VIALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25ML CON COT. TAPON DE CAUCHO FM27 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25ML CON LLA, TAPA PLÁSTICA RÍGIDA, TAPON DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	36 MESES	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART-BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20114308	TRUMENBA®	INVIMA 2019M-0019054	20/06/2024	MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH09	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM CVI GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENA - AUSTRIA.	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	6/08/2025	TUOXIDE DE DIFTERIA (p=38 U)+TOXOIDE DE TETANO (p= 60 U)+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (p=4 U)+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZA TIPO B UNIDO COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MCG DE TOXOIDE TETANICO/FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MG/ML DE ALUMINIO) = 1,25 MCG/TOMEROSAL 0,01% W/V+AGUA PARA INYECCION	VIAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0,5 ML. + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIPP OFF AZUL-REAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	18 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	ANTIOQUIA- COLOMBIA
4	20094756	DENGVAXIA®	INVIMA 2020M-0019753	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 3, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MAS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE DE 0,5ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUJA QUE CONTIENE UN TAPON EMBOLO Y UN CAPUCHON. MAS 20 AGUJAS SEPARADAS. CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MAS 1 JERINGA DE DISOLVENTE DE 0,5ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUJA QUE CONTIENE UN TAPON EMBOLO Y UN CAPUCHON. MAS DOS AGUJAS SEPARADAS. CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MAS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE PRELLENADA DE 0,5ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 Y CALIBRE 25 Y TAPON EMBOLO CON PROTECTOR DE AGUA. CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MAS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE PRELLENADAS DE 0,5ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 Y CALIBRE 25 Y TAPON EMBOLO CON	POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LLZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.4% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07BX01	SANOFI PASTEUR S.A	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	20121851	DENGVAXIA®	INVIMA 2020M-0019754	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 3 Y VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 4ML CON TAPON DE GOMA DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF MARRON MEDIO QUE CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (5 DOSIS), MAS 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 3ML CON TAPON DE GOMA (CLOROBUTILO) O BROMOBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF GRIS OSCURO QUE CONTIENE DISOLVENTE (5 DOSIS - 2,5ML).	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LLZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.9% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07BX01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
6	19988870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2021MB-0008371-R1	27/09/2028	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIXA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

* Novedades de la publicación del mes de Mayo de 2023

